

## Dyne STAR Plus Taq polymerase

### ◆ 제품 구성

#### Dyne STAR Plus Taq polymerase

Cat. No.	BN250 (250 rxns)	BN255 (500 rxns)
Plus Taq Polymerase	250 µl	250 µl x 2ea
5X Reaction Mix [TP]	1.25 ml x 2ea	1.25 ml x 4ea
5X TuneUp™ solution	0.5 ml	0.5 ml x 2ea
6X Loading Dye	0.5 ml	0.5 ml x 2ea
Certificate Analysis	1 ea	1 ea

### ◆ 보관 온도

· -20°C

### ◆ 응용 분야

- 일반적인 PCR
- Long range PCR
- RT-PCR
- Generation of PCR products for TA cloning

### ◆ 제품 특징

· Dyne STAR Plus Taq polymerase는 Dyne Taq polymerase의 기능이 향상된 제품으로 다양한 annealing temperature에서 target DNA를 증폭시키는데 이용된다. PMT (polymerase modulator on temperature) technology가 buffer에 추가가 되었으며, 이것은 PCR 과정에서 primer-dimer 생성과 비특이적 band 증폭을 감소하는 것이다. **Dyne STAR Plus Taq polymerase**는 normal Taq polymerase보다 높은 yield, processing능력 그리고 정교함을 갖추고 있다. **Dyne STAR Plus Taq polymerase**의 정교함은 normal Taq polymerase 보다 4배 높은 정교함을 가지고 있다. PCR 반응에서 높은 G+C content 혹은 반복서열 같은 구조적인 문제가 있는 DNA region도 TuneUp™ solution 시스템을 적용시켜 반응의 specificity와 생산성을 향상시켰다.

### ◆ 보관용액

· 20mM Tris-HCl (pH 9.0), 100mM KCl, 0.1mM EDTA, 1mM DTT, Stabilizers, 50% Glycerol

### ◆ 표준반응조건

#### 1. 권장 DNA 농도

Human genomic DNA : 10 ~ 100 ng

Bacterial genomic DNA : 5 ~ 50 ng

Purified plasmid or phage DNA : 1 ~ 5 ng

### 2. 아래의 table에 맞게 PCR mixture를 tube에 준비한다.

Components	Reaction Volumes (µl)	
	25	50
Template	X µl	X µl
Forward Primer (10 pmol/µl)	1 µl	2 µl
Reverse Primer (10 pmol/µl)	1 µl	2 µl
5X Reaction Mix [TP]	5 µl	10 µl
5X TuneUp™ solution	0 ~ 10 µl	0 ~ 20 µl
Dyne STAR Plus Taq polymerase	1 µl	1 µl
Distilled water	to 25 µl	to 50 µl

※ **TuneUp™ Solution**은 primer와 DNA template의 결합을 추가적으로 변경한다. 따라서, DNA 증폭을 효율적으로 유도하지만, 일반적인 PCR 조건에서는 잘 작동하지 않을 수 있다. **TuneUp™ Solution**은 G+C content가 높거나 반복 염기서열 같은 문제가 되는 부분을 효율적으로 증폭하며, PCR reaction mixture에 0.5에서 2X의 농도로 사용한다.

### 3. PCR 조건

Temperature & time	Cycles
95°C, 2 min	1
95°C, 20 sec	} 25 ~ 40
Annealing Temp., 40 sec	
72°C, 1 min/kb (Expected size of product)	
72°C, 5 min	1

Annealing Temp. =  $T_m - (4 \sim 6^\circ\text{C})$

$T_m$  (Melting Temp.) =  $[4^\circ\text{C} \times (\text{G} + \text{C})] + [2^\circ\text{C} \times (\text{A} + \text{T})]$