

Dyne Agarose High

Cat. No.	용량	농도
DE110	500 g	-

◆ 제품설명

· 많은 정제과정을 통해 생산된 premium급 agarose로서 Agarose STAR 뿐만 아니라 모든 agarose LE 제품군들보다 한 단계 업그레이드된 제품이다. 높은 강도와 순도를 요구하는 고속련의 실험에 사용할 수 있는 제품으로 엄격한 QC를 거쳐 생산된다.

◆ 제품특징

- 제형 : White powder
- Melt point (1.5%) : $88 \pm 1.5^{\circ}\text{C}$
- Gel point (1.5%) : $36 \pm 1.5^{\circ}\text{C}$
- Turbidity (1.5%) : $\leq 4 \text{ NTU}$
- EEO (-mr) : 0.05~0.08
- Gel strength (1%) : $\geq 2000\text{g}/\text{cm}^2$
- Moisture : $\leq 7\text{-}8\%$
- Sulfate(SO₄) : $\leq 0.10\%$
- DNase : None detected
- RNase : None detected
- Gel Background : Very clear

◆ 응용분야

- Routine Nucleic acid analytical / preparative application

◆ 보관방법

- 상온 보관