

**Dyne Prestained Protein Ladder Marker, 3.5 to 240 kDa**

Cat. No.	용량	농도
DYO1344	0.5 ml	

◆ **보관온도**

· -20°C

◆ **품질관리**

· SDS-polyacrylamide gel electrophoresis을 통해 13개의 band가 동일한 강도를 임을 확인

◆ **제품특징**

- Bright reference bands: 녹색 band\_25 kDa  
빨강색 Band\_75 kDa
- Number of recombinant proteins: 13 ea
- Recommended loading volume: Mini gel\_2.5~5 µl,  
Large gel\_ 6~8 µl
- Size range: 3.5~250 kDa
- Ready-to-use: no need to boil
- Intense protein bands

◆ **제품설명**

· 본 제품은 색깔이 있는 3.5~240 kDa (13개) 크기의 재조합 정제단백질로 구성되어 있다. Dyne Prestained Protein Ladder Marker는 쉽게 식별하기 위해 10개의 파란색 band와 2 종류의 reference band(녹색\_ 1 개, 빨강색\_ 1 개) 구성되어 있고 사용 전에 열처리와 희석과정 없이 즉시 사용 가능한 제품이다.

◆ **주의사항**

- 절대 열처리하지 마시오.
- 침전물을 용해하기 위해 marker를 상온에서 녹인다.

