

Dyne 10X Loading Buffer

Cat. No.	용량	농도
A707	1 ml	10X

◆ 제품구성

- 50% Glycerol
- 0.2 M EDTA
- 0.21% Bromophenol Blue
- 0.21% Xylene Cyanol

◆ 보관방법

- 2~8°C (미개봉 시, 1년)
- 상온 (개봉 시)

◆ 사용방법

- Agarose gel 전기영동 시 Sample과 Buffer를 9:1의 비율로 첨가하여 사용한다.